

## SİLİKON BURUN ASPIRATÖRÜ

Silicone Nasal Aspirator

**Wee**  
baby

**D**  
Mit Hilfe des Wee Baby Nasenreinigers kann Sekret, das sich in der Nase Ihres Kindes sammelt aufgesaugt werden. Die Reinigung unterstützt eine ruhige, entspannte Atmung.  
**HINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT IHRES KINDES!**  
•IMMER UNTER DER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN VERWENDEN. •NICHT BENUTZTE TEBLE AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.  
**Gebrauchsanweisung:**

•Vor jedem Gebrauch das Produkt in alle Richtungen dehnen und auf Risse und Schäden kontrollieren. Teile, die Materialschäden aufweisen bitte nicht wiederverwenden. •Vor dem ersten Gebrauch die Spitze ohne die Pumpe fünf (5) Minuten auskochen. •Dieser Vorgang garantiert eine einwandfreie Sauberkeit. •Drücken Sie das Pumpenteil des Reinigers zusammen, sodass die Luft entweichen kann und führen Sie die durchsichtige Spitze vorsichtig in die Nasenhöhle Ihres Kindes. Lassen Sie langsam los. Angesammeltes Nasensekret wird abgesaugt und die Nase gereinigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis sie vollständig sauber ist. •Vor jedem Gebrauch in lauwarmem Seifenwasser abwaschen und gründlich spülen. •Nach der Reinigung trocken, in einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

**HINWEIS:** • Nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. •Die Spitze, ohne Pumpe ist zur Reinigung mit Sterilisationsgeräten geeignet. •Bitte bewahren Sie diese Informationsblatt als Referenz auf.

**A**  
يساعد منظف الأنف من بيبي على تنظيف السوائل التي يفرزها الأنف للمخاطي للتركم في أنف طفلك و يؤمن تنفس الطفل بشكل مريح.

تدريبات من أجل صحة و سلامة طفلك!  
• يجب استعمال هذا المنتج دائماً تحت رقابة شخص بالغ. • يجب الاحتفاظ بكافة العناصر غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال  
تعليمات الاستخدام:

• قبل كل استعمال يجب فحص رضاغة التغذية بالبصير بسحبها بكل الاتجاهات ، في حالة ملاحظة وجود أعراض أي تلف أو ترقق لا يجب استعمالها. • قبل أول استعمال يجب عليها باستثناء قسم المضخة في المدة (5) دقائق. • هذه العملية ضرورية من أجل التأكد من النظافة. • يجب تفريغ قسم المضخة بالضغط عليه و من ثم يتم إدخال الجزء الشفاف في أنف الطفل بحذر. يترك قسم المضخة ببطء ليتم تنظيف الأنف عن طريق امتصاص السوائل للتركم فيه. يتم تكرار هذه العملية حتى تنظيف أنف الطفل بشكل كامل. • يجب تنظيفها قبل كل استعمال بلقاء الفاتر و الصابون و من ثم شطفها بلقاء بشكل جيد. • في حال عدم الحاجة لاستخدامها بعد تنظيفها يجب الاحتفاظ بها جافة داخل علبة مغلقة.  
ملاحظة: ليس مناسباً للتنظيف في الجارية! • يمكن تنظيفها في جهاز التعقيم باستثناء قسم المضخة. الرجاء الاحتفاظ بهذه المعلومات كمرجع.

Kalite Yönetim  
Sistemimiz  
ISO 9001:2008'e  
Göre Belgelendirilmiştir.

KOD  
CODE  
860

TR

Wee Baby burun temizleyici bebeğinizin burnunda biriken mukoza dokusunun salgıladığı sıvıyı temizleyerek rahat nefes almasını sağlar.  
**ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI!**  
•BU MAMULÜ DAİMA ERİŞKİN GÖZETİMİNDE KULLANINIZ. •KULLANILMAYAN BÜTÜN BİLEŞENLERİ ÇOCUKLARIN ERİŞİLEBİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUNUZ.

**Kullanım Talimatı:**

•Her kullanımdan önce ürünü gözle muayene ediniz. Hasar ve incelmeye belirtileri gördüğünde kullanmayın. İlk kullanımdan önce pompa aparatı hariç beş (5) dakika süreyle suda kaynatınız. •Bu işlem temizlikten emin olmak için gereklidir. •Aspiratörün puar (pompa) kısmını sıkarak içindeki havayı boşaltınız ve seffaf ucu dikkatli bir şekilde bebeğin burnuna yerleştiriniz. Puarı yavaşça serbest bırakınız. Burnunda biriken sıvı emilerek temizlenecektir. Bu işlemi bebeğinizin burnu tamamen temizlenene kadar tekrar ediniz. •Her kullanımdan önce ilk, sabunlu suda temizleyiniz ve iyice durulayınız. •Temizlendikten sonra kullanılmadığı takdirde kuru olarak kapalı bir kaptaki saklayınız.

**NOT:** • Buluşuk makinesinde temizlemeye uygun değildir. Pompa aparatı hariç sterilizatörde temizlemeye uygundur. •Lütfen bu bilgileri referans için saklayınız.

EN

Wee Baby Nasal Aspirator removes nasal mucus gathered in your child's nose. The cleaning secures a calm, relaxed breathing.

**WARNING FOR THE HEALTH AND SAFETY OF YOUR BABY!**  
•ALWAYS USE THIS PRODUCT UNDER THE SUPERVISION OF AN ADULT. •KEEP ALL THE UNUSED PARTS OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

**Instruction For Use:**

•Before each use pull to all directions and examine carefully. Do not use if damages or wearout is observed. •Before the first use boil the tip without pump for five (5) minutes. •This procedure ensures impeccable cleanliness. •Squeeze the pumping part to press out the air and move the tip of the aspirator carefully inside your child's nostril. Slowly release the pump. Nasal mucus will be sucked up and the nose will be cleaned. Repeat until all the mucus is removed. •Before each use clean the aspirator in warm and soapy water and rinse thoroughly. •After cleaning store dry in a closed container.

**WARNING:** • Not suitable for cleaning in the dishwasher. The tip without pump is suitable to be cleaned in sterilizers. •Please keep this information sheet for your reference.

RU

Очиститель носа «Wee Baby» справится с очищением носа вашего малыша от накопившейся в нем слизи и его носик будет дышать свободно.  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!**  
•ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. •ДЕРЖИТЕ ВСЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

**Инструкция к применению:**

•Перед каждым использованием проверьте визуально изделие. Не используйте, если вы обнаружили повреждения и истончение. •Перед первым использованием прокипятите в воде в течение пяти (5) минут, за исключением механизма груши (отсоса). •Эта процедура необходима для того, чтобы обеспечить чистоту. •Вначале сожмите грушу, чтобы выпустить из нее воздух, и осторожно вставьте прозрачный наконечник в нос ребенка. Медленно разожмите грушу. Откавав скопившуюся в полости носа жидкость вы освободите нос. Повторяйте это действие до тех пор, пока нос малыша полностью не освободится. •Перед каждым использованием вначале вымойте в теплой мыльной воде, затем как следует ополосните. Если вы не собираетесь использовать сразу после очищения, положите высохший аспиратор в закрытую емкость для хранения.

**Примечание:** • Не поддежит мытью в посудомоечной машине. •Допустимо использование стерилизатора за исключением механизма груши. •Пожалуйста, сохраните данную инструкцию, чтобы обратиться к ней в случае необходимости.

Üretici Firma ve Üretim Yeri Adı/Adres:

**Burda**

Bebek Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Kargıhanıbaşı 2. Organize Sanayi Bölgesi  
2. Sokak No:27 Hendek - Sakarya - Türkiye  
Marmara Kurumu Y.Ü. 1310500221  
Tic.Sic.No:06765 www.burda bebek.com

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren beş (5) yıldır.  
Shelf Life: Five (5) years from manufacturing date.

Ambalaj kağıt/plastik kesmeye uygun bir makasla keserek açınız. / Package should be opened with suitable paper/plastic cutting scissor.



Rev.1.13

CE

## SİLİKON BURUN ASPIRATÖRÜ

Silicone Nasal  
Aspirator

