

SİLİKON GÖĞÜS KORUYUCU

Silicone Nipple Protector

Wee®
baby

D

Baby Wee Brusthütchen wurde entwickelt, um die Brustwarzen beim Stillen zu schützen. Die Schutzhütchen sind aus 100% Silikon hergestellt und haben keinen Geruch. Sie schützen empfindliche oder rissige Brustwarzen und ermöglichen ein schmerzfreies Stillen des Babys ohne Berührung der Haut.

HINWEISE ZUR GESUNDHEIT UND SICHERHEIT!

Verwenden Sie keine eingerissenen oder beschädigten Brusthütchen.

Gebrauchsanweisung:

•Vor der ersten Benutzung für fünf (5) Minuten in Wasser kochen. •Vor jedem Gebrauch in warmem Seifenwasser abwaschen und gut nachspülen. •Nach der Reinigung der Brust den Schutz so platzieren, dass die Brustwarzen bedeckt sind. •Bei Nichtverwendung trocken in einem verschlossenen Behälter aufbewahren.

Hinweis: •Nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. •Sie sind für die Reinigung mit einem Sterilisator geeignet.

A

سیلیکون حماية الحلمة (Wee Baby) مصنوع من سیلیکون 100% ومصمم بحيث يحمي الحلمة أثناء الارضاع ، وهو عديم الرائحة. يؤمن إرضاع الرضيع براحة دون أن يمس الرضيع للحلمة التي ربما تكون حساسة أو فيها تشققات.

تحذير من أجل الصحة والأمان!

لا تستعملی سیلیکون الحماية التالف أو المتشقق.

إرشادات الاستعمال :

•يغلى في الماء لفترة 5 دقائق قبل أول استعمال. •قبل كل استعمال ينظف في ماء دافئ بالصابون، ثم يغسل بماء وافر. •بعد تنظيف الثدي يركب سیلیکون الحماية على الحلمة بحيث يغطيها. •عند عدم الاستعمال يتم الاحتفاظ بـسیلیکون الحماية في وعاء مغلق. •تنبيه: •ليس مناسباً للتنظيف في الجارية •مناسب للتنظيف بالعقم.

Kalite Yönetim
Sistemimiz
ISO 9001:2008'e
Göre Belgelendirilmiştir.

KOD
CODE
900

TR

Emzirme esnasında göğüs uçlarını koruması için dizayn edilen Wee Baby Silikon Göğüs Koruyucusu % 100 silikondan üretilmiş olup, kokusuzdur. Hassas veya çatlamış göğüs uçlarını koruyarak bebeğin anne cildine temas etmeden rahat beslenmesini sağlar.

SAGLIK VE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN UYARI!

Yıpranmış veya yırtılmış göğüs uçlarını kullanmayınız.

Kullanım Talimatı:

•İlk kullanımdan önce beş (5) dakika süreyle suda kaynatınız. •Her kullanımdan önce ılık, sabunlu suda temizleyiniz ve iyice durulayınız. •Göğsünüzü temizledikten sonra koruyucuyu göğüs ucunuzu kaplayacak şekilde yerleştiriniz. •Koruyucuyu kullanılmadığı takdirde kuru olarak kapalı bir kaptaki saklayınız.

Not: •Bulaşık makinesinde temizlemeye uygun değildir. •Sterilizatörde temizlemeye uygundur.

EN

Baby Wee Nipple Protectors are designed to protect nipples during breastfeeding. They are made of 100% silicone and are odorless. They protect sensitive or cracked nipples and provide a comfortable feeding of the baby without direct skin contact.

WARNING FOR HEALTH AND SAFETY!
Do not use torn or damaged protectors.

Directions for Use:

•Before the first use boil in water for five (5) minutes. •Before each use clean in warm, soapy water and rinse thoroughly. •After cleaning the breast place the shield to cover your breast nipple. •When not in use store in a dry, sealed container.

Note: • Not suitable for cleaning in the dishwasher. •They are suitable for cleaning in sterilizers.

RU

Силиконовые накладки на грудь WEE, разработанные для защиты сосков груди во время кормления грудью, выполнены из 100% силикона. Они помогут защитить чувствительные и потрескавшиеся соски груди и обеспечат малышу комфортное сосание груди без контакта с кожей матери. Для Вашей безопасности и для Вашего здоровья!

Не использовать изношенные или порванные накладки на грудь.

Инструкция по использованию:

•Перед первым использованием опустите накладки на 5 (пять) минут в кипящую воду. •Силиконовые накладки на грудь следует очистить перед каждым использованием. Для этой цели следует использовать теплую мыльную воду. После чего необходимо тщательно прополоскать в воде. •После очищения груди приложите накладку на грудь. •Если вы не используете накладки, то храните их в закрытом контейнере.

Внимание: •Не подлежит мытью в посудомоечной машинке.

•Подходит для стерилизации в стерилизаторе.

Üretici Firma ve Üretim Yeri Adı/Adres:

Burda
Bebek Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kongarabatba 2. Organize Sanayi Bölgesi
25460 Koc27 Hendek - Sakarya - Türkiye
Marmara Kurumlar V.D. 1310502221
Tic.Sic.N.506755 www.burda.com.tr
www.babywee.com
İçtetime Kayıt No: TR-54-K-01 1553



0 800 211 11 66



8 690797 109004

Ambalajı kağıt/plastik kesmeye uygun bir makasla keserek açınız. / Package should be opened with suitable paper/plastic cutting scissor.

2'li
Double

Wee®
baby

SİLİKON GÖĞÜS KORUYUCU

Silicone Nipple Protector

