

4x150ml



Biberon emzirtği tedarik edildiğinde biberon şekline kullanabiliriz, direkt olarak anne sütünü içirebiliriz.

Biberon üzerinde tarihi not edebilmek için özel ayrılmış bir alan mevcuttur.

uzun süre muhafaza eder.

Anne sütünü besin değerini kaybetmeyecek şekilde daha sağlıklı ve

SÜT SAKLAMA KABI

Milk Storage Container



Wee baby

SÜT SAKLAMA KABI

Milk Storage Container



Wee baby
Göğüs Pompaları
ile uyumludur



4x150ml

TR
ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI!
•BU MAMULU DAİMA ERİSKİN GÖZETİMİNDE KULLANINIZ. •BESLEMeye BAŞLAMADAN ÖNCE GIDA SICAKLIĞINI KONTROL EDİNİZ. •KULLANILMAYAN BÜTÜN BİLEŞENLERİ ÇOCUKLARIN ERİŞİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUNUZ.
Kullanım Talimatı: •Her kullanımdan önce ürünü gözle muayene ediniz. Hasar ve inceleme belirtileri görüldüğünde kullanmayınız. İlk kullanımdan önce beş (5) dakika süreyle suda kaynatınız. •Bu işlem temizlikten emin olmak için gereklidir. •Her kullanımdan önce ılık, sabunlu suda temizleyiniz ve iyice durulayınız. •Yıpranmaya neden olabileceğinden tavsiye edilen daha uzun süre dezenfektan (steril edici çözelti) içerisinde, doğrudan güneş ışığı altında veya direkt ısıya maruz bırakmayınız. •Kaynatıldıktan sonra kullanılmadığı takdirde kuru olarak kapalı bir kaptaki saklayınız. •Kullanıldıktan sonra besin kalıntısı kalmayacak şekilde uygun bir fırça ile yıkayınız.
NOT: •Mikrodalga fırında işleme tabii tutmayınız. •Daima ısıtılmış gıdayı karıştırarak ısısın eşit dağıldığından emin olunuz. •Sterilizatörde ve buğuş makinesinde temizlemeye uygundur. •Sızdırmazlık sistemi kapak kısmındadır. Kapağı kapatırken diskin doğru yerleştirildiğine dikkat ediniz.
SAKLAMA KOŞULLARI: •Buzlukta 3 haftaya kadar saklayabilirsiniz. •Sütü erittikten sonra 24 saat buzdolabında saklayabilirsiniz. •Dondurmadan 72 saat buzdolabında saklayabilirsiniz. •Derin dondurucuda 3 ile 6 ay arası saklayabilirsiniz.

EN
WARNING FOR THE HEALTH AND SAFETY OF YOUR CHILD!
•ALWAYS USE THIS PRODUCT UNDER THE SURVEILLANCE OF AN ADULT. •CHECK THE FOOD TEMPERATURE BEFORE START FEEDING •KEEP ALL UNUSED COMPONENTS OUR OF REACH OF THE CHILDREN
Instructions of Use-Check visually before every use. Do not use if any damage or thinning is observed. •Boil in water for five (5) minutes before the first use. •This operation is required for ensuring the hygiene. •Clean inside warm, soapy water before every use and rinse thoroughly. •Do not leave inside the disinfectant (sterilizing solution) longer than the recommended period, expose to direct sunlight or direct heat as they can cause wear. •Keep in an enclosed container in dry state if it is not used after boiling. •Wash with a proper brush in a way that not food residue remains after use.
NOTE: •Do not microwave. •Always stir the heated food to ensure that the heat is equally distributed •Suitable for cleaning in sterilizer and dish-washer. •The leak tightness system is at the tap. Check that the disk is placed correctly while closing the tap.
STORAGE CONDITIONS: •You can store in freezer up to 3 weeks. •You can store in the refrigerator for 24 hours after defrosting the milk. •You can store in the refrigerator for 72 hours without freezing. You can store for 3 to 6 months in the deep freeze.

RU
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА!
•ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОД ПОСТОЯННЫМ РУКОВОДСТВОМ ВЗРОСЛЫХ. •ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПРОДУКТА. •ВСЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ХРАНИТЕ ВНЕ ДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Инструкция по применению: •Перед каждым использованием осмотрите продукт. Не используйте при установлении признаков повреждения и прорывания. •Перед первым применением вскипятите в воде в течении 5 (пяти) минут. •Эта процедура необходима для того, чтобы убедиться в соответствующей очистке. •Перед каждым использованием промойте теплой мыльной водой и ополосните. •Не держать дольше, чем рекомендовано в дезинфицирующем растворе (раствор для стерилизации), не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла по причине того, что это может привести к износу и повреждению. •Храните в закрытой сухой упаковке, в случае если не применения после кипячения. •После использования, промойте подпадающей щеткой, чтобы устранить любые остатки питательных веществ.
ПРИМЕЧАНИЕ: •Не подлежит применению в микроволновой печи. •Постоянно помещивайте подогреваемую пищу, для обеспечения равномерного разогрева. •Подлежит чистки в стерилизаторе или посудомоечной машине. •Наличие уплотнительной системы в крышке. При закрытии крышки, убедитесь, что диск правильно установлен.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: •Годен для хранения в холодильнике до 3 недель. •После растворения молоко можете хранить в холодильнике в течении 24 часов. •Годен для хранения в холодильнике в течении 72 часов вне замороженном виде. •Годен для хранения в морозильнике от 3 до 6 месяцев.

Wee baby

SÜT SAKLAMA KABI

Milk Storage Container



Wee baby
Göğüs Pompaları
ile uyumludur



4x150ml

D
HINWEIS FÜR DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT IHRES KINDES!
•DIESES PRODUKT SOLLTE NUR UNTER DER AUFSICHT ERWACHSENER BENÜTZT WERDEN. •BEVOR SIE IHR KIND FÜTTERN SOLLTEN SIE IMMER DIE TEMPERATUR DES LEBENSMITTELS ÜBERPRÜFEN. •ALLE TEILE DIE NICHT BENÜTZT WERDEN MÜSSEN KINDERSICHER AUFBEWAHRT WERDEN.
Benützungshinweise: •Vor jeder Benutzung überprüfen sie das Produkt. Sollten sie Beschädigungen und Verschleißerscheinungen feststellen sollte das Produkt nicht mehr benützt werden. •Vor der ersten Benutzung legen sie das Produkt für fünf (5) Minuten in kochendes Wasser. •Dieses Verfahren ist zur Sicherung der Reinigung notwendig. •Vor jeder weiteren Benutzung sollte das Produkt mit einer warmen Spülmittellauge gereinigt und gründlich abgespült werden. •Da dieses Verfahren zu Verschleißerscheinungen führen kann soll man das Produkt nicht länger als empfohlen desinfizieren (Desinfektionslösung), nicht dem direkten Sonnenlicht und keiner größeren Hitze aussetzen. •Sollte das Produkt nach dem Auskochenvorgang nicht benutzt werden, verwahren sie es trocken in einem geschlossenen Behälter. •Nach dem Gebrauch sollte es mit Hilfe einer Bürste von allen Lebensmittlrückständen gründlich gereinigt werden.
HINWEIS: •Nicht für die Mikrowelle geeignet. •Überzeugen sie sich bei erwärmten Lebensmitteln durch ein Umrühren das sich die Temperaturen gleichmäßig verteilt haben. Zur Reinigung in einer Sterilisiervorrichtung und in der Geschirrspülmaschine geeignet. Sterilisiervorrichtung. •Dasw Dichtungssystem befindet sich in dem Deckel. •Überzeugen sie sich bei dem verschließen das die Scheiben richtig positioniert wurde.
BEDINGUNGEN DER LAGERUNG: •Kann im Eisfach des Kühlschranks bis zu 3 Wochen aufbewahrt werden. •Nachdem die Milch in flüssige Form gebracht wurde kann man sie in dem Kühlschrank 24 Stunden lang aufbewahren. •Kann ohne eingefroren zu werden bis zu 72 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt werden. •In der Gefriertruhe kann es zwischen 3 – 6 Monate aufbewahrt werden.

AR
تحتوي من أجل صحة وسلامة طفلك! يجب استخدام هذا المنتج دائما تحت رقابة أحد البالغين. يجب التأكد من حرارة الغذاء قبل البدء بالتغذية. يجب الاحتفاظ بكافة العناصر غير المستخدمة في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
تعليمات الاستخدام: يجب معالجة المنتج بالعين قبل كل استخدام. و لا يجب استخدام المنتج عند ملاحظة وجود خدوش أو ترقق فيه. يجب غليه لمدة خمسة (5) دقائق قبل في الماء قبل أول استخدام. هذه العملية ضرورية للتأكد من نظافة المنتج. يجب تنظيفه بالماء و الصابون و شطفه جيدا قبل كل استخدام. لا يجب ترك المنتج في داخل المعقم (المخلول المعقم) لفترة أطول من الفترة الموصى بها ، و تحت أشعة الشمس المباشرة أو عرضة للحرارة المباشرة لأنماية تسبب ذلك بالضرر به. في حالات عدم استخدامه بعد الغلي يجب حفظه في جافا في وعاء مغلق. بعد الاستخدام يجب تنظيفه بفرشاة مناسبة لضمان عدم بقاء بقايا الأكل. ملاحظة: لا يجب تعريضه لعمليات الغلي المتكررة. يجب خلط الأغذية المسخنة دائما للتأكد من توزيع الحرارة فيها بشكل متساو. مناسب للتنظيف في آلات التعميم و مكانتي الخبز. نظا منة الرش في الغطاء يجب التأكد من وضع القرص في مكانه الصحيح أثناء إغلاق الغطاء.
شروط التخزين: يمكن تخزينه في الفريز لمدة 3 أسابيع. بعد إزالة الحليب يمكن الاحتفاظ به لمدة 24 ساعة في الثلاجة. يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة بدون تجميد لمدة 72 ساعة. يمكن الاحتفاظ به في البرادات المجمدة لمدة 3 إلى 6 أشهر.

Üretici Firma ve Üretim Yeri Adı/Adresi: Standart No: TS EN 14350
Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren beş (5) yıldır.
Shelf Life: Five (5) years from manufacturing date.
İşletme Kayıt No: TR-54-K-011553
Burda
Babek Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kargaharaba 2. Organize Sanayi Bölgesi
2.Sokak No:27 Hendek - Sakarya - Türkiye
Marmara Kurumlar V.D.1910502021
Tic.Sic.No:586765 www.burdaonline.com
www.babywee.com
Künye Yürütme Sertifikası
ISO 9001:2008'e
Göre Belgelendirilmiştir.
MADE IN TURKEY
8 690797 101268
Revizyon: 2

METPRINT | GSA